

РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ КЛАССА ЧИСТОТЫ А, В



Основные преимущества:

- Стерильность – возможность применения в помещениях класса А, В
- Чистота – произведено в асептических условиях, что гарантирует отсутствие механических включений как внутри, так и снаружи
- Длительный срок службы – герметичная система упаковки SDS
- Гарантированная стерильность вскрытой упаковки – 6 месяцев
- Протокол валидации

Информация для заказа:

Код	Описание	Объем	Упаковка
3035290	Klercide 70 30 IPA DI на деионизированной воде (SDS)	500 мл	12 бутылок x 0,5 л
3035300	Klercide 70 30 IPA DI на деионизированной воде (SDS)	1,0 литр	6 бутылок x 1,0 л
3035310	Klercide 70 30 IPA DI на деионизированной воде (SDS)	4,0 литра	4 канистры x 4,0 л
3035320	Klercide 70 30 IPA DI на деионизированной воде	5,0 литров	4 канистры x 5,0 л
3035380	Klercide 70 30 IPA WFI на воде для инъекций (SDS)	500 мл	12 бутылок x 0,5 л
3035400	Klercide 70 30 IPA WFI на воде для инъекций (SDS)	1,0 литр	6 бутылок x 1,0 л
3035420	Klercide 70 30 IPA WFI на воде для инъекций (SDS)	4,0 литра	4 канистры x 4,0 л

Стерильный Klercide 70|30 IPA – это 70% об. изопропиловый спирт фармацевтического качества и вода для инъекций.

В продукте отсутствуют какие-либо примеси, что подтверждено соответствующими протоколами, благодаря чему его можно применять, в том числе, для дезинфекции поверхностей, контактирующих с продуктом в асептических условиях.

В процессе производства водно-спиртовая смесь проходит «стерилизующую» фильтрацию на установке с размером пор 0,2 мкм. В зависимости от класса помещения, в котором будет использоваться продукт, емкости упаковываются в два или три пакета, укладываются в коробки и подвергаются облучению гамма излучением. Патентованная технология SDS (Sterishield Delivery System) гарантирует стерильность содержимого во вскрытой упаковке от 3 до 6 месяцев, что подтверждается соответствующими валидационными протоколами.

Приготовление и розлив Klercide 70|30 IPA осуществляется в комплексе чистых помещений класса А, упаковка – в помещении класса С.



ООО «МикроТех»

119330, Москва, ул. Мосфильмовская, 17Б

+7 495 943 13 99

www.ecolabmicrotex.ru