

ПРОДУКЦИЯ BD BIOSCIENCES ADVANCED BIOPROCESSING – ВЫБОР ВЕДУЩИХ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВСЕМУ МИРУ ОТ R & D ДО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

Как лидирующий эксперт в производстве добавок к средам, BD Biosciences – Advanced Bioprocessing особенно сфокусированны на улучшении качества клеточного культивирования при производстве биофармацевтических лекарственных препаратов, таких как производство биологически идентичных, рекомбинантных белков и животных вакцин. Наши линии продуктов Bacto™, Difco™ and BBL™ включают пептоны, произведенные из дрожжей, сои и казеина, также как и из других веществ животного и неживотного происхождения. Недавно BD Biosciences – Advanced Bioprocessing выпустила линию добавок с заданным химическим составом для улучшения выхода и гарантии качества продукта от лота к лоту для устранения рисков.

ПЕПТОНЫ НЕЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Кат. номер	Название продукта	Бренд	Кол-во в уп.	Источник
218630	Malt Extract	Bacto™	500g	Ячмень
211906	Phytone Peptone	BBL™	454g	Соя
210931	Select Phytone- UF	Difco™	500g	Соя
212488	Select Soytone	Difco™	500g	Соя
243620	Soytone*	Bacto™	500g	Соя
255772	TC Yeastolate	Bacto™	100g	Дрожжи
292804	TC Yeastolate UF	Difco™	500g	Дрожжи
211929	Yeast Extract	BBL™	454g	Дрожжи
212750	Yeast Extract	Bacto™	500g	Дрожжи
210933	Yeast Extract LD (Low Dust)	Difco™	500g	Дрожжи
288620	Yeast Extract Technical	Bacto™	500g	Дрожжи
210929	Yeast Extract UF	Difco™	500g	Дрожжи

ПЕПТОНЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Кат. номер	Название продукта	Бренд	Кол-во в уп.	Источник
211843	Acidicase Peptone	BBL™	500g	Казеин
212610	Beef Extract	BBL™	500g	Коровий
211520	Beef Extract Desiccated	Bacto™	500g	Коровий
212303	Beef Extract Powder	BBL™	500g	Коровий
211862	Peptone	BBL™ Biosate™	454g	Смешанное животное происхождение
223050	Casamino Acids	Bacto™	500g	Казеин
223120	Casamino Acids Technical	Bacto™	500g	Казеин
228820	Casamino Acids Vitamin Assay	Difco™	100g	Казеин
211610	Casein Digest	Difco™	500g	Смешанное животное происхождение
225930	Casitone	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
211870	Gelysate Peptone	BBL™	454g	Свиной
211681	Neopeptone	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
211677	Peptone	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
211910	Polypeptone Peptone	BBL™	454g	Смешанное животное происхождение
211684	Proteose Peptone	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
212120	Proteose Peptone No. 1	Bacto™	500g	Свиной
211693	Proteose Peptone No. 3	Bacto™	500g	Свиной
259962	TC Lactalbumin Hydrolysate	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
211921	Peptone	BBL™ Trypticase™	454g	Смешанное животное происхождение
211705	Tryptone	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение
211713	Tryptose	Bacto™	500g	Смешанное животное происхождение

Доступны дополнительные размеры упаковок. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованным дистрибьюторам за информацией и ценами.

ДОБАВКИ С ЗАДАНЫМ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ

Кат. номер	Название продукта	Кол-во в уп.	Источник
670002	BD Recharge™ w/o Glucose and L-Glut	100g	Химически заданная формула
670030	BD Resurge™ CD PAK	100g x5	Химически заданная формула
670011	BD Resurge™ CD1	100g	Химически заданная формула
670015	BD Resurge™ CD2	100g	Химически заданная формула
670018	BD Resurge™ CD3	100g	Химически заданная формула
670021	BD Resurge™ CD4	100g	Химически заданная формула
670024	BD Resurge™ CD5	100g	Химически заданная формула

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЙ

Кат. номер	Название продукта	Кол-во в уп.	Источник
220513	BD Cell™ MAb – Animal-free	1L	Среда
220511	BD Cell™ MAb – Quantum Yield	1L	Среда
215204	BD Select™ CD-1000 Medium	1L	Среда
220253	BD Select™ CHO	1L	Среда

Доступны дополнительные размеры упаковок. Пожалуйста, обращайтесь к авторизованным дистрибьюторам за информацией и ценами.



Пептоны и добавки BD Biosciences - Advanced Bioprocessing совместимы с позициями из нашего каталога и Вашими средами

СЛУЖБА РАЗРАБОТКИ СРЕД

Преимущество BD Biosciences – Advanced Bioprocessing в многолетнем опыте нашей сервисной службы по созданию сред, которая откроет вам доступ к новейшим тенденциям и технологиям. Наша гибкость и открытость для совместной работы, наряду с обширной библиотекой добавок и собственных сред, позволяет BD Biosciences – Advanced Bioprocessing увеличить эффективность работы вашей команды за счет расширения возможностей и получения результатов в прогнозируемые временные рамки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ВАШИХ СРЕД

Фокусируясь на культивировании клеточных линий млекопитающих, наши возможности в разработке обеспечивают разносторонние решения по разработке сред, способные удовлетворить Ваши уникальные потребности. Необходима ли оптимизация существующей среды, разработка специфической среды для Ваших задач или увеличение объемов производства BD Biosciences – Advanced Bioprocessing – ваш партнер в клеточных технологиях.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

Наша опытная команда службы разработки сред оптимизирует существующую среду заказчика для увеличения экспрессии белков и сокращения времени производства.

Услуга оптимизации сред включает:

- Пересмотр основной среды и добавок
- Модернизацию основной среды
- Разработку стратегии по улучшению питательности

РАЗРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

С нашим комплексным сервисом разработки сред, BD Biosciences – Advanced Bioprocessing содействует определению идеальной среды, добавок и стратегии культивирования для удовлетворения потребностей специфических клеточных линий заказчиков.

Сервис по разработке сред включает:

- Разработку базовой среды
- Разработку базовой среды и питательных добавок

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ

BD Biosciences – Advanced Bioprocessing использует преимущество опыта в производстве сред, чтобы помогать клиентам в увеличении объема используемых сред от пилотных экспериментов до производственных объемов.

Поддержка увеличения объемов включает:

- Пересмотр жидкостных и сыпучих объемов добавок
- Перенос технологии
- Поддержку разработки и подготовки технологии производства

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

BD Biosciences – Advanced Bioprocessing предлагает дополнительное тестирование для оценки оптимизированности сред, так же как и анализ добавок и тестирование сред перед выпуском продукта, оценку срока годности и сопоставление данных для характеристики производственного процесса.

Дополнительные услуги включают:

- Программы по стабилизации
- Аналитическое тестирование
- Персонализацию при производстве сред



Московское представительство Vecton Dickinson:

127 018, Россия, Москва, Ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4 этаж., БЦ «Двинцев»
Тел: +7-495-775-8582
факс: +7-495-775-8583
Сайт: www.bd.com

Официальный дистрибьютор Галахим:

123100, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Тел.: (495) 984-42-44
www.galachem.ru

Диа-М:

г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 10
Телефон: (495) 745-05-08 (многоканальный)
Факс: (495) 745-05-09
Отдел продаж: sales@dia-m.ru