



# Этикетировщик ампул и флаконов **SML-880**



**М**ашина для горизонтальной этикетировки SML-880 была представлена на выставке Фармтех-2017.

**Применение:** Применяется для горизонтальной этикетировки ампул объемом 1–20 мл, и инсулиновых флаконов объемом 1–10 мл.

Вертикальный вход ампул и флаконов, поворот в горизонтальное положение, этикетировка, поворот в вертикальное положение и выход.

#### Технические параметры:

**Напряжение:** AC220V(±10%) /1Ф50/60HZ 1.8KW.

**Скорость этикетирования:** скорость с печатью до 400 шт в минуту (ампулы 10 мл).

**Источник сжатого воздуха для печати:** 5 кг/см<sup>2</sup>

Точность наклейки: ±0.5 мм

**Размеры этикеток:** длина 15–80 мм, высота до 80 мм.

Внутренний диаметр втулки рулона 76 мм, внешний диаметр до 380 мм.

**Габариты машины (д\*ш\*в):** 3535 мм \*1170 мм \*1700 мм (вместе с рамой подачи ампул, основным агрегатом и устройством поворота ампул из горизонтального в вертикальное положение).

#### Описание функционала машины:

Интеллектуальная электронная сервосистема машины обладает высокой скоростью обработки информации.

Система автоматически сканирует этикетку, позволяя избежать ввод установок.

Информация о всех параметрах работы отражается на сенсорном экране, оператор может следить за параметрами и своевременно вносить корректив.

Удобство и простота управления повышают производительность труда, снижают расходы и уменьшают сроки обучения персонала.

Автоматическая остановка и сигнализация в следующих случаях: отсутствие рулона этикеток, обрыв ленты этикеток, аварийная остановка, неисправность частотного преобразователя, отсутствие красящей ленты принтера.

Имеется функция подсчета этикеток и отражения скорости этикетирования, что кроме предотвращения перерасхода этикеток, позволяет оператору управлять скоростью производственного процесса.

Функция самодиагностики, осуществляемая через датчики и контроллеры моторов, позволяет

значительно сократить время обслуживания машины, а также снизить расходы на ремонт.

Применены бесступенчатые редукторы, при изменении скорости транспортера, скорость этикетировки автоматически корректируется, нет необходимости в дополнительных датчиках движения. Шнековая подача ампул и флаконов. Трехступенчатая система автоматического контроля, датчики автоматических измерений, автоматическая остановка при отсутствии материала, ручная установка скорости этикетировки.

Весь корпус машины выполнен из нержавеющей стали SUS304 и алюминиевых сплавов, полностью соответствует нормам GMP.

#### Опции:

Термопринтер, система отбраковки на наличие этикетки и наличие печати.

Термопринтер представляет собой независимое устройство, имеет возможность как горизонтальной, так и вертикальной печати.

Обычно при горизонтальной печати используется поворот печатной матрицы, что приводит к перерасходу ленты. В этом же принтере на 90° поворачиваются как печатная матрица, так и красящая лента.

Принтер надежен и удобен в работе, экономит красящую ленту.



Компания «СБН-Импэкс» поставляет из наличия и под заказ трубы, запорную арматуру и фитинги санитарного исполнения из нержавеющей стали AISI 316L для фармацевтической промышленности.

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус 5  
Тел.: 8 (965) 231-62-02, 8 (977) 533-06-30  
Веб-сайт: [www.sbn-impex.ru](http://www.sbn-impex.ru)  
Электронная почта: [sbn-impex@mail.ru](mailto:sbn-impex@mail.ru)