

«ROMASO» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015



И. Максимов, «ECI Limited»,
Ф. Ачиари, «Romaco Promatic»,
Фото сделано во время семинара на выставке

На выставке Pharmtech компания Romaco представила продукцию линеек Innojet, Kilian и Promatic – инновационные решения в области гранулирования, покрытия оболочкой, таблетирования, упаковки в картонную тару и конечной упаковки. Основное преимущество для потребителей заключается во взаимодействии технологий,

используемых поставщиком комплексных решений. Особым вниманием посетителей пользовалось следующее оборудование: универсальная линия вторичной и конечной упаковки от Romaco Promatic; технологии таблетирования от Romaco Kilian: Cool, Fast & Clean и VENTILUS® от Romaco Innojet: многофункциональное устройство в исполнении для лабораторий.

«rommelag ag» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

В 1963 году основатель фирмы Герхард Хансен изобрёл и создал свою первую установку, работающую по принципу «выдув – наполнение – запайка». В мае 1964 г. он основал международную компанию **rommelag**® в Арау, Швейцария. На сегодняшний день **rommelag**® – подразделение группы компаний Hansen Group во главе с генеральным директором Берндом Хансеном (Bernd Hansen) – включает в себя четыре фирмы по сбыту, которые расположены в Швейцарии, Германии, США и Китае. Это ведущий мировой поставщик оборудования, работающего по принципу «выдув – наполнение – запайка», под торговым названием **bottelpack**®.

Все машины **bottelpack**® работают по принципу «выдув – наполнение – запайка» (BFS – Blow-Fill-Seal). В ходе единого автоматического процесса они формируют контейнеры из термопластичных гранул (выдув), наполняют их продуктами (наполнение) и укупоривают (запайка). При этом для изготовленных ёмкостей становятся ненужными такие необходимые процессы, как очистка и стерилизация. Дополнительные модули проверки качества и контроля, такие как, например, стерилизационное оборудование для автоматической очистки CIP/SIP всех соприкасающихся с продуктом деталей, обеспечивают высочайшую безопасность при асептической упаковке стерильных жидкостей, кремов, мазей и вакцин.

Клиенты по всему миру быстро оценили преимущества пластиковых контейнеров. Асептическая упаковка множества продуктов на машинах **bottelpack**® по принципу «выдув – наполнение – запайка» постоянно прогрессирует. Полимерные материалы предлагают целый ряд преимуществ производителям и потребителям ампул и контейнеров для инфузионных растворов. Они позволяют произ-



С. Герасименко, В. Вовк, А. Бектемис, S.C. Mornhinweg, «ТЕХТИМА»,
Т. Obenauer, В. Kovacic, «rommelag ag»,
З. Каралиене, Д. Лашманов, «ТЕХТИМА»

водить контейнеры с очень тонкими стенками и при этом с высокой прочностью, а также оптимальной возможностью сдавливания, они химически инертны, легки и надёжны для применения не только в больницах, но и в мобильном режиме. Именно по этой причине системы **bottelpack**® все чаще используются для обеспечения высококачественными продуктами жителей стран, в которых система здравоохранения находится в стадии развития, таких как Китай или Индия.

В немалой степени благодаря работе компаний-партнёров Holorack в Германии и Marorack в Швейцарии, **rommelag**® может предложить отличный ассортимент продуктов и услуг по упаковке жидких препаратов, в том числе вакцин. Компания обеспечивает поддержку своих заказчиков в ходе производственных испытаний, осуществлении контрактного производства, разработке, аттестации и валидации процессов. Заказчики даже могут привозить свои машины **bottelpack**® для проведения производственного процесса в Holorack Pharma 2020.

Компания «ТЕХТИМА» вот уже на протяжении 40 лет осуществляет свою деятельность на рынках бывшего Советского Союза и в течение многих десятилетий является успешным экспортером продукции промышленно-технического назначения, а также представителем известных компаний, работающих на международном уровне. Благодаря головному офису в Берлине и региональным представительствам в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Иваново и Киеве, а также мотивированным, говорящим на немецком и русском языках сотрудникам, «ТЕХТИМА Export Import GmbH» в любое время и короткие сроки сможет удовлетворить пожелания клиентов.

После успешного сотрудничества более 12 лет с компанией «rommelag ag» в Центральной Азии 1 октября 2014 года началась совместная деятельность на российском и украинском рынках. С самого начала всем клиентам, покупающим продукцию компании «rommelag ag», предоставляется полный спектр услуг, начиная с вопросов финансирования и заканчивая поставкой запасных частей.