

«MARCHESINI GROUP S.P.A.» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Компания **MARCHESINI GROUP S.p.A.** приняла участие в специализированной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech 2015, где представила свои инновационные концепции, технологические достижения и последние новинки упаковочного оборудования, в частности, машину для наполнения и укупорки шприцев, модель **FSP 05** с интегрированной системой контроля веса. На сегодняшний день эта высокотехнологичная, высокоскоростная и компактная машина является одним из лучших решений, предлагаемых на рынке для упаковки преднаполненных шприцев, которые становятся все более и более популярными ввиду своей практичности и безопасности, несмотря на то, что данная продукция может быть упакована только на оборудовании, гарантирующем абсолютно стерильные условия на каждой стадии процесса.

С технической точки зрения модель **FSP 05** является модульной и может быть оснащена разным количеством станций наполнения/укупорки (от 2 до 5). Производительность данной модели до 12.000 штук шприцев в час. Модель предлагает большую точность дозирования с одновременной защитой шприцев, что крайне важно, когда речь идет о стерильности. В модели FSP 05 при обработке, розливе и укупорке шприцев применяется эксклюзивная система, которая оптимизирует центрирование, обеспечивая защиту самого шприца от риска поломки или повреждения.



Ф. Санмарки, И. Казакова, М. Арсентьева, С. Макурова, С. Илюхин, М. Евграшин, И. Клипуновский, Д. Фаджиоли, «Marchesini Group»

Модель **FSP 05** оборудована новой интегрированной системой весового контроля (IPC). Выборка и система контроля веса продукта, дозируемого в шприцах(IPC), позволяет проверить вес нетто (незаполненные шприцы) и вес брутто (заполненный шприц без затвора), используя всего одну ячейку загрузки для каждой автоматической станции загрузки. Отбор проб может быть осуществлен с одного гнезда и с нескольких гнезд, которые выбираются с помощью системы управления.

«PHARMDOOR» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Компания «ФАРМДОР» впервые приняла под новым брендом участие в выставке Pharmtech & Ingredients. Компания дебютировала совместно со своими итальянскими партнерами-производителями оборудования NICOMAC и LAST Technology. NICOMAC отлично известен отечественному фармацевтическому рынку своим оборудованием для производства твердых лекарственных форм. Что же касается LAST Technology, то это молодой, но прогрессивный производитель оборудования инфекционного контроля, уже зарекомендовавший себя на таких фармацевтических площадках, как Солофарм и Белмедпрепараты.



Д. Добакаров, «PHARMDOOR», Т. Nigris «NICOMAC»
М. Castellarin, «LAST Technology», А. Бережный, «PHARMDOOR»