



Клапан MCV фирмы Müller предотвращает загрязнение



Закрытые производственные системы, являющиеся неотъемлемой частью технологии производственных процессов

в фармацевтической промышленности, предотвращают загрязнение продуктов, людей и рабочей среды.

Особые требования следует учитывать при стыковке и разблокировании компонентов обрабатываемой установки. Она должна выполняться надежно и предельно точно. И, конечно же, система стыковки должна обеспечивать такие экономические выгоды, как повышение производительности и снижение издержек. Продукты и системы Müller отвечают этим требованиям и настроены для обеспечения максимальной защиты.

Одним из таких решений является Müller Containment Valve (MCV). Клапан MCV представляет

собой прочную и надёжную систему двойного клапана, обеспечивающей параметры OEL <1 мкг/м³ (OEB-Level 5, SMEPAC). Модульная конструкция MCV может быть идеально адаптирована к контейнерам, таблеточным прессам, блендерам, шлифовальным машинам, ситам и всем контейнерам, используемым в закрытых производственных системах.

Müller Containment Valve – вспомогательное устройство для тех процессов, где применяется обработка и манипуляция средами, используемыми для производства сильнодействующих фармацевтических порошков или таблеток.

Пресс-служба Müller

**MÜLLER
НА ВЫСТАВКЕ
АСЧЕМА 2018
11 – 15 ИЮНЯ 2018
ЗАЛ 3.1
СТЕНД А75**



CONTAINMENT

Предохранение от загрязнений людей и продукта: защитный клапан MCV фирмы «МЮЛЛЕР»

Обеспечьте безопасность ваших сотрудников, а также окружающую среду и чистоту Вашего продукта. Для безопасной перегрузки/загрузки токсичных порошков или сильнодействующих таблеток применяется стабильная, надежная система двойного клапана MCV фирмы «МЮЛЛЕР».

Ваши преимущества

- Надёжный защитный клапан
- Запирание по нормам GMP
- Точное позиционирование
- Гарантированная перегрузка сильнодействующих сред
- 5-й уровень OEB, или OEL < 1 мкг/м³
- Модернизация с ручного на пневматический привод
- Простая модернизация датчиков положения
- Уровень плоскости протирания, быстрая мойка
- Отсутствие продукта в области уплотнителей
- Сертифицировано по нормам 97/23/EG, для устройств, работающих под давлением
- Гарантировано качеством фирмы «МЮЛЛЕР»

Доверьтесь и Вы 120-и летнему опыту «МЮЛЛЕР».
Закажите каталог «Müller Containment Valve MCV» прямо сейчас.

MÜLLER GmbH · Industrieweg 5 · 79618 Rheinfelden · Germany · Phone +49 7623 969-0 · systems@mueller-group.com
Представительство в Москве: Тел./Факс 495/349 48 60 · jentec@mail.ru · www.muellersyshand.com

