



# INTERNATIONAL

*Интегрируем систему по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом лекарственных препаратов*



## Инжиниринговая компания

**Luxun International** – интегратор фармтехнологий с более чем 10-летним опытом работы. Мы постоянно развиваемся, и сегодня Luxun International – это уже группа компаний, связанных одной целью. Мы предлагаем комплексный подход к решению задач наших клиентов, осуществляя инжиниринг и поставку технологического оборудования, создание новых и реконструкции существующих фармацевтических производств.

**Luxun International** – предлагает Вашему вниманию **этикетировочную машину S-750**, предназначенную для автоматического нанесения самоклеящихся этикеток из рулона на цилиндрическую тару, а именно на ампулы, объёмом 2 мл, 5 мл, 10 мл. Данная машина является роторно-карусельной, что предусматривает стабильность работы, исключает порчу ампул и обеспечивает высокую производительность до 600 ампул в минуту.

Тел./факс: +7 (495) 935 7209  
Тел.моб: +7 (926) 241 7035  
luxun@mail.ru  
www.lxn.ru

**LUXUN**  
INTERNATIONAL